

S'asseoir sainement

BIOSWING Boogie Classique



Équipements:

- ✓ Assise 3D BIOSWING dynamique & oscillante imitant la marche
- ✓ Soutien lombaire réglable
- ✓ Assise ergo-confort
- ✓ Balance Bassin
- ✓ Hauteur d'assise réglable
- ✓ Roulettes au choix sol dur ou sol mou

Couleur: noir

Délai de livraison: départ usine 5 semaines + transport

BIOSWING – improve your life

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE POSTURE ASSISE SAIN

S'asseoir sainement



BIOSWING Boogie Switch



Équipements:

- ✓ Assise 3D BIOSWING dynamique & oscillante imitant la marche
- ✓ Soutien dorsal réglable
- ✓ Assise plate
- ✓ Balance Bassin
- ✓ Hauteur d'assise réglable
- ✓ Roulettes au choix sol dur ou sol mou

Couleur: noir

Délai de livraison: départ usine 5 semaines + transport

BIOSWING – improve your life

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE POSTURE ASSISE SAIN



BIOSWING Boogie

Systèmes d'assises BIOSWING.
Testés et recommandés par
« Aktion Gesunder Rücken e.V. »

L'AGR est une organisation indépendante créée pour étudier de manière approfondie les sujets liés à la santé et au dos. L'AGR a développé un label de qualité neutre, qui est attribué à des produits ayant subi un examen approfondi et dont l'efficacité a été prouvée pour la santé du dos. Dans les catégories « Siège de bureau actif » et « Chaise active », BIOSWING a été testé et approuvé. Tous les modèles de sièges BIOSWING ont été testés et sont certifiés comme particulièrement recommandables. Ils sont certifiés et présentés comme produits de qualité sûre.



Le système d'assise 3D BIOSWING



La technologie de mouvement horizontal 3D, intelligente et adaptative

Le système d'assise 3D de BIOSWING décuple et réfléchit avec précision les impulsions des mouvements humains générés par la position assise. Et ce, de manière durable, continue et sans aucun effort. Il s'adapte à la logique corporelle de l'homme et à son spectre de mouvements, et s'adapte ainsi automatiquement, harmonieusement aux fréquences naturelles de 0,8 à 2,7 hertz.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bioswing.fr
Vous découvrirez alors la technologie et ses multiples effets sur le corps et l'esprit.

Votre distributeur conseil

ergo
inSitu
contact@ergo-insitu.fr
06 85 79 00 74
www.ergo-insitu.fr


BIOSWING – improve your life

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR UNE POSTURE ASSISE SAIN

BIOSWING Boogie Bestseller – Fiche technique

	Boogie Classique	Boogie Switch
1 Diamètre de l'assise	42 cm	42 cm
2 Balance Bassin adaptation automatique «Corps Synchrone» au positionnement du corps sur l'assise: devant, au milieu ou à l'arrière	-6 à +6°	-6 à +6°
3 Hauteur de l'assise (mesuré chargé selon la norme DIN) vérin à gaz 1	avec pédale +4 cm! 45 - 54 cm	avec pédale +4 cm! 45 - 54 cm
vérin à gaz 2	50 - 63 cm	50 - 63 cm
vérin à gaz 3	58 - 76 cm	58 - 76 cm
Soutien lombaire / dorsal	Soutien lombaire	Soutien dorsal
6 course en hauteur	6 cm	6 cm
7 largeur	37 cm	64 cm
8 hauteur	11 cm	28 cm
9 course en profondeur	36 - 43 cm	35 - 42 cm
Dimensions de l'emballage, L x P x H	68 x 68 x 60 cm	68 x 68 x 106 cm
Poids	16 - 20 kg	25 - 28 kg
Charge maximale	125 kg	125 kg

(toutes mesures ± 2 %)



Votre distributeur conseil

ergo
in situ
contact@ergo-insitu.fr
06 85 79 00 74
www.ergo-insitu.fr

HAIDER BIOSWING GmbH, Dechantseeser Str. 4, 95704 Pullenreuth, Deutschland

En vigueur depuis: 02/2025

HAIDER®
BIOSWING